

optec™

奥特光学  
WWW.CNOPTEC.COM



偏光显微镜

SMART-POL

无限远消色差校正光学系统，一体化机架，优良的稳定性和操作性

丰富的色彩搭配，给教学和工作带来明快的环境和舒畅的心情

无限远无应力平场物镜、可调中转换器 and 可调中旋转平台

是一款具有完备功能和良好品质的高性能偏光显微镜

## SMART-POL标准配置表

序号	名称及规格		成套	
1	目镜	WF10× / 18mm	●	
		WF10× / 18mm十字测微尺 (0.1mm)	●	
2	铰链式双目筒, 30° 倾斜		●	
3	铰链式三目筒, 30° 倾斜		○	
4	物镜	无限远 无应力 平场物镜	4× / 0.1	●
			10× / 0.25	●
			20× / 0.40 (弹簧)	●
			40× / 0.65 (弹簧)	●
			60× / 0.80 (弹簧)	○
5	可调中心转换器		●	
6	中间体	可调检偏器, 带锁定装置	●	
		内置可调中心勃氏镜模块	●	
7	λ 插片 (一级红)		●	
8	λ / 4插片		●	
9	石英楔插片 (I~IV级)		●	
10	360° 可旋转圆形载物台, 刻度格值1°, 游标格值6'		●	
11	偏光移动尺		○	
12	N.A.1.25无应力聚光镜		●	
13	起偏器		●	
14	可调亮度6V/20W卤素灯 (6V/30W可选)		●	
15	滤色片	蓝色滤色片	●	
		黄色滤色片	○	
		绿色滤色片	○	
		中性滤色片	○	
16	内六角扳手		●	
17	摄像接筒 (1×, 0.5×)		○	
18	数码相机接口		○	
19	反射偏光装置	卤钨灯箱6V/20W	○	
		电源箱	○	
		孔径光栏	○	
		起偏器	○	

注：“●”为必备件，“○”为选购件 产品的具体配置以装箱单为准

如果技术进步，配置参数变动，恕不另行通知，以实际产品为准。



重庆奥特光学仪器有限责任公司  
 厂址：重庆市北碚区同兴工业园  
 销售部：重庆市江北区建北二支路8号19-2#  
 电话：023-67957340 67950815  
 传真：023-67950815  
 网址：www.cnoptec.com  
 E-mail：sales-ot@163.com  
 邮编：400700

